

[DE] Verwendungsanleitung - Cannabis-Typisierung

Klammer des Beutels entfernen, Probe (eine Prise) in den offenen Beutel geben und diesen wieder mit der Klammer verschliessen. Dafür sorgen, dass das Probenmaterial auf dem Boden des Beutels zu liegen kommt (sorgfältiges Klopfen auf eine harte Unterlage). Den Beutel so halten, dass die bedruckte Seite gegen Sie zeigt. Die beiden Glasampullen zwischen Daumen und Zeigefinger zerdrücken. Den Beutel sorgfältig schütteln, um die Probe mit dem Ampulleninhalt zu vermischen. Die Farbveränderung beobachten und die Färbung nach ca. 2 Minuten mit den Farbfeldern auf dem Beutel vergleichen.

[FR] Mode d'emploi - Typisation de cannabis

Retirer la pince et ouvrir le sachet. Mettre dans le sachet une pincée de matériel à tester et refermer avec la pince. Taper délicatement le sachet contre une surface dure pour que l'échantillon descende au fond du sachet. En gardant le sachet avec la partie imprimée face à vous, écraser les deux ampoules en verre entre le pouce et l'index. Secouer délicatement le sachet pour bien mélanger l'échantillon avec le contenu des ampoules. Observer le changement de couleur et, après 2 minutes, comparer la couleur obtenue avec les carrés de couleur imprimés sur le sachet.

[IT] Istruzioni per l'uso - Tipizzazione di cannabis

Rimuovere la molletta, aprire il sacchetto e introdurre un pizzico (una presa) di materiale sospetto. Richiudere il sacchetto e batterlo delicatamente su una superficie dura per assicurarsi che il campione finisca sul fondo. Tenendo la parte stampata del sacchetto verso di sé, rompere le fiale di vetro comprimendole tra pollice e indice. Agitare delicatamente il sacchetto per mescolare il campione al contenuto delle fiale. Osservare il cambiamento di colore e, dopo circa 2 minuti, confrontare il colore ottenuto con le caselle colorate presenti sul sacchetto.

[EN] Instructions on Use - Cannabis Typification

Remove the clip, insert a sample (pinch) of suspect material. Reseal with clip and tap gently on a hard surface to bring the sample to the bottom of the pouch. With the printed side of the pouch facing towards you, break the ampoules by squeezing them between thumb and index finger. Shake gently and observe the colour change. Compare the colour after approximately 2 minutes with the colour fields on the pouch.

